

※開発段階につき、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※写真・イラストはイメージです。

使い方は簡単



指をはさむだけ

家庭で手軽に
酸素飽和度を
チェック

家庭用

SARARI TOCTOR

コンパクトウェルネス機器

- 本製品は一般的な健康維持のみを目的としたものであり、医療目的で使用・判断するためのものではありません。
- 本製品はスポーツ・一般的な健康管理のための製品であり、医療機器ではありません。

様々な
スポーツに



ウォーキング



トレッキング

血中酸素ウェルネス

脈拍数

の値を測定

測定していない場合

約 8 秒

で自動電源 OFF



電池別売り

単 4 形アルカリ電池 ×2

電源ボタンを
押して画面の
向きを切り替え



製品名	コンパクトウェルネス機器	保証期間	新品での購入日から 6 ヶ月	脈拍数	30bpm~250bpm (精度 ±1bpm)
型番	RS-E1442	入り数	72 入り	電源	単 4 アルカリ電池 ×2 (別売り)
製品サイズ	H5.7*3.2*3.3cm	JAN	458254829 834 8	重量	約 50g (電池を含む)
パッケージサイズ	H6*W8*3.8cm	血中酸素ウェルネス	0~100% (精度 ±2%)	動作環境温度 / 湿度	5~40°C / 15%-80%

・ストラップ
・説明書 付属