

瞬間冷却クールスタンプ

濡れたタオルが一瞬で凍る

使用回数
約**200回**

使用方法

1 濡れたタオルに
1〜3秒スタンプする

2 凍ったタオルで、
冷やしたい箇所をアイシング

タオルに含まれた
水分が凍っている為、
環境・肌にやさしい
純粋な氷が出来上がる

使用できるもの

タオル
ハンカチ
おしぼり
手ぬぐい

ウエットティッシュ
汗で湿ったTシャツ
(霧吹き等で湿らせても良いです)

<注意事項>

1. 肌に直接スプレーは
しないでください。
2. 同じ個所に連続して
10秒以上噴射しない
てください。



メーカー名	商品名	内容量	入数	定価	JANコード
ムース	瞬間冷却クールスタンプ	200ml	48本	1,800円	4595317487089